

Denta'Mag

CATALOGUE AUTOMNE 2024 | BIOSUMMER DENTAL

Tél. : 09 74 355 555

www.biosummer.com

32



Usineuse Ceramill Matron





BioSummer
Dental

Digilab

Plateforme digitale



Cette innovation française va simplifier la gestion de votre laboratoire



Centralisation automatique de tous vos flux de données

Digilab récupère automatiquement et centralise toutes vos empreintes numériques et commandes de dispositifs médicaux, quel que soit le scanner utilisé



Gérez vos flux numériques via une unique solution !

Digilab active les logiciels de CAO (sans saisie)



Outil de gestion de votre laboratoire

Suivi de chaque cas jusqu'à la facturation

- Carte d'identification et déclaration de conformité générées automatiquement pour chaque commande
- Espace de discussion pour une communication simple et transparente avec vos clients, votre équipe et vos sous-traitants

Sécurisation de vos données



Une tarification sans surprise

Abonnement mensuel de 42 €, incluant :

- centralisation automatique de vos commandes numériques
- téléchargement de vos empreintes (jusqu'à 100 cas inclus)
- génération automatique de vos documents légaux
- espaces de discussion
- sécurisation de vos données

Au-delà de 100 cas :

- 0,36 € / cas supplémentaire jusqu'à 300 cas
- 0,30 € / cas supplémentaire jusqu'à 1000 cas
- 0,24 € / cas supplémentaire au-delà de 1000 cas

Usineuse 5 axes hybride avec chargeur de disques / blocs

Première usineuse de cinquième génération, Ceramill Matron se démarque très nettement des générations précédentes. Ses propriétés exceptionnelles lui confèrent une robustesse, une rapidité et une fluidité de travail supérieures à celles des usineuses classiques

- **Bras innovant Vmax** synonyme de robustesse et précision maximales
- **Chargeur de disques / blocs** (8 emplacements)
- **Gestion RFID des outils** et des pièces
- **Écran tactile 21,5"**
- **Usinage tous matériaux** : zircone, PMMA, cire, composite, blocs vitrocéramiques, métaux (CoCr et Ti), premills

Dans le flux éprouvé d'Amann Girrbach, Ceramill Matron est le produit innovant pour les laboratoires de prothèses souhaitant optimiser leurs flux numériques, avec des exigences élevées de qualité, rentabilité et confort de travail.



Bras robuste et innovant : axes A/B à 45°
Broche puissante : 1370 W / 80 000 t/min
Fraises 3 mm ou 6 mm
Magasin d'outils escamotable
Autocalibration



Prix : à partir de **1 260 € / mois** - Nous consulter




Usinage de métal hautes performances

- CoCr ou Ti
- Piliers premill Ti
- Rapidité et précision des parcours d'outils
- Barres sur implants, rattrapage d'axes
- Fraises de 6 mm
- Broche puissante 1370 W / 80 000 t/min



Usinage "5 axes+"

La technologie inédite 5 axes+ de cette usineuse permet la commande d'angles extrêmes pour des détails fidèles à la conception, même dans les contre-dépouilles complexes. Des conditions optimales pour des résultats parfaits dans tous les matériaux et toutes les indications.



Écran de contrôle 21"

Suivi des programmes, contrôle des fraises et disques, tutoriels et opérations régulières de maintenance

Large gamme de matériaux



Le flux numérique complet de Shining 3D

Les solutions cliniques de Shining 3D

Aoralscan Elite, le nouveau scanner intra-oral

Scanner spécialement conçu avec des scan bodies pour la numérisation des full-arch implants avec une précision comparable à celle des scanners extra-oraux




Nouveau

- Précision de 3.45µm
- Léger et compact : 124 g
- Embouts de scanner autoclavables disponibles en 3 tailles
- Technologie Intraoral Photogrammetry

Prix : nous consulter

MetiSmile, le scanner de visage

MetiSmile peut rapidement capturer des informations faciales pour créer un modèle 3D et aider au diagnostic clinique grâce à son logiciel avancé. En seulement 10 secondes, ce scanner hautement perceptif peut prendre des photos de patients sous plusieurs angles pour construire des données faciales en 3D et capturer également les détails les plus fins des dents.



- Texture haute fidélité
- Haute précision : 3 caméras d'acquisition de données 1.3 MP et une caméra texturée HD 5.0 MP permettent une précision de numérisation de 50 µm
- Alignement automatique entre les données d'analyse faciale et les données d'analyse intra-orale

Scanner MetiSmile

6 000 €

Les scanners de table de Shining 3D

DS-EX-PRO (version C) : scanner compact et rapide, pour numérisation de tous types de modèles

- 2 caméras, 2 x 1.3 MP
- Précision < 10 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte

6 000 €



DS-EX-PRO (version H) : scanner compact et rapide, ultra-haute précision

- 2 caméras, 2x5.0 MP
- Précision < 8 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte
- Flux de travail flexible et rapide, traitement de données de scan en arrière-plan
- Rapidité < 15 s par modèle

Avec l'offre de reprise de votre ancien scanner
- 1 500 € 7 920 €

6 420 €



DS-MIX : scanner ultra-rapide, ultra-haute précision, pour acquisition de modèles en plâtre et empreintes physiques

- 2 caméras, 2x5.0 MP, lumière bleue
- Précision < 7 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte motorisé
- Flux de travail flexible et rapide, traitement de données de scan en arrière-plan
- Rapidité < 12 s par modèle / 30 s par empreinte

Avec l'offre de reprise de votre ancien scanner
- 3 000 € 10 800 €

7 800 €



Tous les scanners sont livrés avec une licence à vie du logiciel de numérisation,

permettant un flux de travail personnalisé et un traitement rapide des données en arrière-plan pendant les phases de scannage.

La conception CAO : Exocad

Exocad DentalCAD est la solution dédiée pour une utilisation en laboratoire de prothèses la plus aboutie du marché, avec toutes les fonctions de base pour vos projets et des modules adaptés à vos besoins


Bénéficiez du logiciel DentalCAD, avec ses mises à jour, sous la forme d'un abonnement mensuel, avec la **licence Flex**.



Dès 150 € / mois, profitez de toutes les fonctions de base d'Exocad DentalCAD



Personnalisez votre licence en sélectionnant parmi les 13 modules additionnels ceux dont vous avez besoin (en sus de l'abonnement Standard)



Les imprimantes 3D de Shining 3D

AccuFab-L4D

3 479 €



AccuFab-L4D, idéale pour la production de petites impressions de grande valeur

- plate-forme en céramique, avec 2 formats d'impression : 192 x 120 x 180 mm ou 70 x 70 mm x 150 mm
- bac à résine compact
- avec une durée de vie jusqu'à 120 000 couches
- précision à +/- 50 µm
- vitesse d'impression : 50 mm/h max
- épaisseur de couche : 50 à 100 µm
- système de matériaux ouvert

AccuFab-CEL

6 000 €



AccuFab-CEL s'impose par sa vitesse d'impression ultra-rapide

Modèles d'orthodontie : 14 minutes
Guide chirurgical : 20 minutes
Couronne et bridge : 11 minutes
Modèles d'implants : 20 minutes (en épaisseur de couche 100µ)

- vitesse d'impression jusqu'à 100 mm/h
- plate-forme en céramique multi-tailles
- avec un volume d'impression maxi : 192 x 120 x 180 mm
- précision à +/- 35 µm
- épaisseur de couche : 50-100 µm
- système de matériaux ouvert
- contrôle permanent de la température et de l'humidité de la cabine

Le post-traitement par Shining 3D

FabWash

2 879 €



Premier système entièrement automatique de libération, de lavage et de séchage de pièces

Fonctionnement simplifié, cycle extrêmement rapide

FabCure 2

1 140 €



Unité de photopolymérisation multi-surfaces haute puissance

Chauffage rapide de la chambre
Volume de durcissement : Ø 210 mm x H 180 mm



L'impression 3D par Formlabs Nouvelles Form 4 et Form 4B : Une impression ultra-rapide, une précision inégalée

Form 4B est l'imprimante 3D dentaire nouvelle génération qui redéfinit les normes du secteur en matière de rapidité, de précision, de fiabilité et de diversité des matériaux.

Imprimez des dispositifs médicaux biocompatibles et stérilisables plus rapidement que jamais. La Form 4B offre la précision, la finition de surface et la polyvalence que vous attendez des imprimantes 3D de Formlabs, le tout avec une vitesse d'impression inégalée allant jusqu'à 100 mm/heure et un volume d'impression 30 % plus grand.

Profitez des résines Formlabs à moindre coût :

Grâce au système de pompage Resin Pumping System, alimentez votre imprimante Formlabs avec des **bidons de résine de 5 litres**



F3-RPS-01 La pompe à résine	214,80 €
RS-RPS-DMBE-03 Dental model V3 - 5 L	648,00 €
RS-RPS-DMBE-02 Dental model V2 - 5 L	648,00 €
RS-RPS-DRGR-02 Draft resin - 5 L	648,00 €

Bénéficiez de remises sur les volumes importants : **remise à partir de 30 litres achetés**, augmentant en fonction de la quantité commandée

Les packages

- Form 4 Basic Package**
 - Imprimante **Form 4**
 - bac de résine
 - mélangeur de résine
 - plate-forme de fabrication
 - kit de finition

5 219 €
- Form 4B Basic Dental Package**
 - Imprimante **Form 4B**
 - bac de résine
 - mélangeur de résine
 - plate-forme de fabrication
 - kit de finition
 - Dental Service Plan 1an

7 319 €
- Form 4B Complete Dental Package**
 - Imprimante **Form 4B**
 - bac de résine
 - mélangeur de résine
 - plate-formes de fabrication
 - kit de finition
 - Dental Service Plan 1an
 - Form Wash (2ème version)**
 - Fast Cure**
 - pompe à solvants pour Form Wash

9 239 €

Les nouvelles résines NextDent



NextDent Model

120 €



NextDent Model Ortho

96 €

- Nouvelle résine NextDent Model :**
- pas de pré-mélange nécessaire
 - aucun affaissement des particules dans le bac à résine
 - qualité d'impression optimisée
 - surface non brillante
- Développée en 4 teintes : blanc, gris, pêche, sable

- Nouvelle résine NextDent Ortho :**
- surface à faible contraste et plus réfléchissante, développée pour le thermoformage
 - Solution économique pour les appareils orthodontiques
 - qualité d'impression optimisée
- Teinte orange

En pré-commande

8

Disques zircone Upcera

Gamme Explore : Zircone ultra-translucide, multicouche, avec une résistance à la flexion variable couche par couche

- Explore Esthetic :** particulièrement adapté aux unitaires antérieures et aux petits bridges (résistance à la flexion 727-1000 MPa)
Disponible en 16 teintes
- Explore Functional :** adapté à tous les types de restaurations (résistance à la flexion de 1027 à 1300 Mpa)
Disponible en 16 teintes

98 x 14 mm	127,50 €
98 x 16 mm	142,80 €
98 x 20 mm	159,80 €
98 x 25 mm	190,40 €

Bientôt disponible aussi en épaisseur 12,18 et 22 mm



Gamme ST-Color : Zircone super-translucide pré-teintée

Propriétés mécaniques élevées pour la réalisation de chapes et armatures de bridges de toutes dimensions (résistance à la flexion de 1300 MPa)
Disponible en 16 teintes

98 x 14 mm	90,10 €
98 x 16 mm	100,30 €
98 x 20 mm	110,50 €
98 x 25 mm	132,60 €

Remise sur volume : nous contacter

Blocs céramique

Blocs e.max CAD DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar AG
Blocs de disilicate de lithium Ivoclar, disponibles dans toutes les teintes A-D, avec embout CEREC/in Lab ou embout PrograMill

Lot de 5 - Taille C14 et I12 **192,20 €**



Collage

G-CEM One (GC) DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC
Colle universelle pour toutes les indications de collage sur Ti-base
Protocole simplifié grâce au primer déjà inclus (sauf pour le disilicate de lithium qui nécessite l'utilisation du Ceramic Primer)

10006924 Teinte White Opaque	
10006923 Teinte A3	
La seringue de 4.6 g	77€ - 15% 65,00 €
10006921 Teinte A2	
Le pack de 2 seringues de 4.6 g	144,00 €

Offre

Pour **4 G-CEM One** achetés,
1 G-CEM One OFFERT **
OU
Pour **3 G-CEM One** achetés,
1 LP One 4g OFFERT **



** gratuité envoyée par GC (teinte au choix - pour l'achat de recharges identiques)

9

Disques zircone Amann Girrbach

Ceramill ZI :

Zircone légèrement translucide pour structures/armatures
Résistance à la flexion de 1200 MPa
Existe désormais en épaisseurs 10 et 12

767619	Épaisseur 10 mm	111,35 €
767620	Épaisseur 12 mm	127,90 €
767621	Épaisseur 14 mm	140,55 €
767622	Épaisseur 16 mm	153,20 €
767623	Épaisseur 18 mm	170,55 €
767624	Épaisseur 20 mm	183,60 €
767625	Épaisseur 25 mm	227,20 €



Ceramill HT + White :

Zircone hautement translucide pour full zircone, armatures et bridges complets jusqu'à 14 éléments
Résistance à la flexion de 1100 MPa

767664	Épaisseur 10 mm	131,70 €
767665	Épaisseur 12 mm	148,15 €
767666	Épaisseur 14 mm	160,50 €
767667	Épaisseur 16 mm	172,85 €
767668	Épaisseur 18 mm	189,35 €
767669	Épaisseur 20 mm	197,55 €
767670	Épaisseur 25 mm	230,45 €



Ceramill HT + Preshade :

Zircone hautement translucide pré-teintée dans chaque teinte VITA pour full zircone, armatures et bridges complets jusqu'à 14 éléments
Résistance à la flexion de 1100 MPa

Épaisseur 14 mm	164,30 €
Épaisseur 16 mm	179,00 €
Épaisseur 20 mm	210,20 €



Ceramill Gen-X :

Zircone hautement translucide multicouche (une teinte par disque) pour un usage quasi-universel
Résistance à la flexion de 1000 MPa

Épaisseur 12 mm	195,90 €
Épaisseur 14 mm	205,80 €
Épaisseur 16 mm	240,55 €
Épaisseur 20 mm	273,45 €
Épaisseur 25 mm*	319,20 €



Ceramill FX Multilayer :

Zircone super translucide multicouche, avec 2 teintes par disque, pour bridges jusqu'à 3 éléments
Résistance à la flexion de 700 MPa

Teintes 0/A1, A2/A3, A3.5/A4, 0/B1, B2/B3, B3/B4, C1/C2, C3/C4, D2/D3 et D3/D4

Épaisseur 14 mm	203,50 €
Épaisseur 16 mm	208,20 €
Épaisseur 20 mm	220,20 €



Maquillants IPS Ivocolor

Maquillants et glazes Ivoclar universels pour les restaurations en zircone, disilicate de lithium, tout-céramique ou céramo-métallique

Gamme de 9 matériaux Shade en pâte, 23 poudres Essence et glazes en pâte ou en poudre, avec ou sans fluorescence



6676...	Shade Dentin ou Incisal - 3 g	67,15 €
667694	Mixing Liquid Allround - 15 ml	47,45 €



6676...	Essence - 1.8 g	28,60 €
667696	Essence fluid - 15 ml	47,45 €



667686	Ivocolor glaze powder ou	22,85 €
667687	Ivocolor glaze powder fluo - 1.8 g	
667690	Ivocolor glaze paste ou	67,15 €
667691	Ivocolor glaze paste fluo - 3 g	
667688	Ivocolor glaze powder ou	62,15 €
667689	Ivocolor glaze powder fluo - 5 g	
667692	Ivocolor glaze paste ou	198,75 €
667693	Ivocolor glaze paste fluo - 9 g	
667694	Mixing Liquid Allround - 15 ml	47,45 €



740321	Intro kit Ivocolor	306,60 € - 12 % 269,00 €
comprenant 3 Essence, 1 Shade Dentin, 1 Shade Incisal, 1 glaze powder 1.8g, 1 glaze paste fluo 3g, 1 Mixing Liquid		
667649	Starter kit Ivocolor	710,40 € - 12 % 625,00 €
comprenant 5 Essence, 3 Shade Dentin, 2 Shade Incisal, 1 glaze powder 1.8g, 1 glaze paste 3g, 1 Mixing Liquid, 1 Essence Fluid + teintiers		



Vous désirez obtenir de meilleures conditions tarifaires sur vos consommables Ivoclar, optez pour le contrat **Partner Lab** en vous rapprochant de votre commercial.

Fraises d'usinage Amann Girrbach

Roto RFID ZI pour zircone sur Mikro 4X/5X, Motion 2/3 et Matik

760660	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm	69,70 €
760661		
760662		
760663		

Roto RFID Diamond pour vitrocéramique, disilicate de lithium et céramique hybride sur Mikro IC, Motion 2/3 et Matik

760676	La fraise 1.4 / 1.0 / 0.4 mm	47,25 €
760677		
760678		
760679		
La fraise 1.8 mm 50,40 €		

Roto RFID DMB DC pour céramique hybride sur toutes les usineuses Ceramill

760684	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm	177,45 €
760685		
760686		
760687		
760687		

Roto RFID PMMA pour PMMA sur Mikro 4X/5X, Motion 2/3 et Matik

760668	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm	89,25 €
760669		
760670		
760671		
760671		

Roto RFID PMMA denture pour Ceramill VITA VIONIC/BDS sur Motion 2

760692	La fraise 2.5 ou 1.5 mm	156,45 €
760693		

Roto RFID SC pour la cire sur Motion 3 et Matik

760680	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 mm	86,10 €
760681		
760682		
760683		
La fraise 0.3 mm 89,25 €		

Roto RFID DC BLM pour zircone et PMMA sur Motion DRS

751010	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 mm	85,05 €
751011		
751012		

Roto RFID Diamond BLG pour disilicate de lithium sur Motion 2 et 3, Matik et Motion DRS (avec Speedlining)

751004	La fraise 2.0 / 1.0 / 0.4 mm	63,80 €
751006		
751008		

Roto RFID ST (InCadCam) pour parcours d'outils InCadCam sur toutes les usineuses Ceramill

751001	La fraise 1.2 ou 0.6 mm	97,65 €
751002		
751003		
La fraise 1.5 mm 114,45 €		

Roto RFID CoCr pour Ceramill CoCr sur Matik

760688	La fraise 2.5 / 1.5 / 1.0 mm	57,75 €
760689		
760690		
760690		

Roto RFID Sintron pour Ceramill Sintron sur Mikro 4X/5X, Motion 2 et Matik

760664	La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm	87,15 €
760665		
760666		
760667		

Roto RFID Ti pour piliers premill sur Mikro IC, Motion 2/3 et Matik

760672	La fraise 2.0 ou 1.0 mm	57,75 €
760673		

Roto RFID Titane pour disques titane sur Ceramill Matron et Ceramill Matik (tige de 3 mm)

760702	La fraise 3.0 / 2.0 / 1.5 / 1.2 R / 1.2 F / 1.0 mm	58,80 €
760703		
760704		
760705		
La fraise 1.5 T-shape ref 760708 58,80 €		

Notre support téléphonique est à votre écoute pour les demandes techniques numériques.

Vous pouvez nous joindre au **02.35.88.88.60** ou par mail à **support-lab@biosummer.com**.

Céramique Ivoclar

IPS Style ceram

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-métallique basse fusion associant 3 types de cristaux (leucite, fluorapatite et oxyapatite) assurant résistance et contrôle de l'expansion, luminosité et vitalité, contrôle de la translucidité et de l'effet de profondeur

Offre 4+1

4 IPS Style Dentin 20g achetées

= 1 IPS Style Incisal OFFERT*

Dentin / Incisal - 20 g **52,95 €**

IPS InLine

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-métallique renforcée à la leucite, offrant des propriétés mécaniques et optiques remarquables, tout en étant facile d'utilisation

Offre 4+1

4 IPS InLine Dentin 20g achetées

= 1 IPS InLine Incisal OFFERT*

Dentin / Incisal - 20 g **34,55 €**

IPS e.max Ceram

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramo-céramique fluorapatite pour la stratification des armatures en disilicate de lithium et en oxyde de zirconium

Offre 4+1

4 IPS e.max Dentin 20g achetées

= 1 IPS e.max Incisal OFFERT*

Dentin / Incisal - 20 g **70,00 €**

IPS e.max Press

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar

Céramique pressée éprouvée, permettant une garantie de 10 ans sur vos restaurations !

Offre 4+1

4 tubes d'e.max Press achetées

= 1 e.max Press OFFERT*

Lot de 5 lingotins LT, HT ou MT (16 teintes) ou MO (5 teintes) ou HO (3 teintes) **141,65 €**

Nouveau

La gamme IPS e.max Press s'enrichit de 24 références en conditionnement par 10 lingotins

Lot de 10 lingotins LT, HT ou MT (A1, A2, A3, B1) ou MO (MO 1) **252,60 €**

* gratuité envoyée par Ivoclar

ivoclar

Céramique GC

Initial MC

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Système céramo métallique le plus avancé de GC, pour toutes les techniques de coloration et de stratification

Offre 5+1

5 recharges de même format

= 1 recharge OFFERTE**

Dentine, dentine opaque, enamel, clear - 20 g **42,90 €**

Dentine, dentine opaque, enamel - 50 g **87,00 €**

Opaque en poudre - 20 g **52,05 €**

Opaque en poudre - 50 g **106,95 €**

Opaque en pâte - 3 g **36,80 €**

INside, Fluo-dentin, Enamel Opal, Enamel Opal Booster, Translucent, Cervical Translucent, Translucent Modifier - 20g **45,80 €**

Initial Zr-Fs

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Céramique spécialement développée pour la stratification des armatures en oxyde de zirconium

Offre 5+1

5 recharges de même format

= 1 recharge OFFERTE**

Dentine, enamel - 20 g **57,30 €**

Dentine, enamel, clear - 50 g **118,90 €**

INside, Fluo-dentin, Enamel Opal, Enamel Occlusal, Translucent, Cervical Translucent, Translucent Modifier - 20 g **60,25 €**

Initial LiSi Press

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Céramique pressée sans pratiquement aucune couche de réaction !

Offre 4+1

4 tubes de Lisi Press achetées

= 1 Lisi Press OFFERT**

Lot de 5 lingotins LT (20 teintes), HT (4 teintes), MT (16 teintes) ou MO (3 teintes) **94,10 €**

Initial IQ Lustre Pastes One

DM classe IIa - CE2797 - Fabricant : GC

Maquillants, sous forme de pâte, avec fluorescence améliorée

Offre 3+1

3 pots 4g LP One achetées

= 1 LP One OFFERT**

Body Shade / Enamel Effect / L-N / L-NF - 4 g **77,90 €**

** gratuité envoyée par GC

Fours Programat G2

Fours Ivoclar nouvelle génération : four à céramique (P310 ou P510) et four de pressée (EP 3010 ou EP 5010)

Pour l'achat d'un four P310 / P510 / EP 3010 / EP 5010, la pompe à vide VP5 est OFFERTE*



747825	Le four P310 + VP5	7 758 € - 21 %	6 126 €
747827	Le four P510 + VP5	9 840 € - 17 %	8 208 €
747831	Le four EP 3010 + VP5	13 878 € - 12 %	12 246 €
747833	Le four EP 5010 + VP5	17 832 € - 9 %	16 200 €

Pompe à vide VP5 OFFERTE !



Four VITA VACUMAT 6100 M

Nouveau four à céramique VITA, successeur du VITA VACUMAT 6000 M

Nouveau

Cet appareil réunit les standards de qualité élevés et les technologies innovantes du VITA VACUMAT 6000 M et offre en outre une électronique optimisée pour des résultats encore plus précis, notamment grâce au refroidissement linéaire et connexion Wi-Fi au vPad. Avec ce nouveau four, on est parfaitement équipé pour l'avenir !

DV6100M220 Le four Vacumat 6100 M **4 106 €**



Pinceaux et plaques de mélange

Renfert étend sa gamme de pinceaux céramique avec les pinceaux **lay:art evo**, **Kolinsky evo** et maintenant **Genius evo**, à poils bioniques **Bionic Hair**, offrant les avantages d'un pinceau en poils synthétiques et ceux d'un pinceau en poils naturels :

- gestion optimale de l'humidité
- longévité remarquable
- finesse et élasticité de la pointe

Pinceaux Genius evo, pinceau haut de gamme avec fonction de protection intégrée au manche et pointe changeable

1724 2002	Le pinceau taille 2	33,00 €
1724 2004	Le pinceau taille 4	40,00 €
1724 2006	Le pinceau taille 6	46,00 €
1724 2008	Le pinceau taille 8	56,00 €
1724 2000	Le set complet de 4 pinceaux	121,00 €

Nouveau



Plaque de mélange en verre **lay:art crystal aqua** modèle S, avec 2 bandes d'humidification et 8 emplacements
1043 2000 La plaque, avec le boîtier **- 15 % 138,00 €**

Plaque de mélange en céramique **lay:art tropic pro** modèle S, avec humidification homogène et continue des masses et 8 emplacements
1045 1000 La plaque, avec le boîtier **- 15 % 119,00 €**



Plaque de mélange en céramique **lay:art color**, pour le travail et le stockage des stains, avec 13 alvéoles ovales, 2 grandes et 4 petites alvéoles rondes
1047 0000 La plaque, avec le boîtier **- 15 % 82,00 €**



Alliages pour châssis métalliques

Wironit LA DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Bego
Alliage chrome-cobalt Bego pour prothèses à crochets et travaux combinés; particulièrement adapté à la soudure laser
50100 Boite de 1 kg ~~225 €~~ -10% **202 €**

Wironit Extradur DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Bego
Alliage chrome-cobalt Bego spécifique aux travaux combinés
50060 Boite de 1 kg **215 €**



Fil à souder laser

Wiwoweld
Matériau d'apport Bego, Co Cr Mo, sans C, pour soudure laser
50003 2 m - Diamètre 0.35 mm ~~143 €~~ -10% **129 €**
50005 1.5 m - Diamètre 0.50 mm ~~124,50 €~~ -15% **105 €**

Revêtements

Wirofine
Revêtement Bego pour prothèses squelettées ou combinés, pour la duplication par gel ou silicone, utilisable en chauffage rapide ou conventionnel
54345 Carton de 45 x 400 g **137,00 €**

Varseovest P Plus
Revêtement Bego pour armatures de coulée sur modèles imprimés en 3D
54910 Carton de 72 x 250 g **143,65 €**

Wirofine et Varseovest P Plus s'utilisent avec le liquide **Begosol K**
51120 Begosol K - 1L **24,65 €**
51121 Begosol K - 5 L **113,15 €**



Alliages céramique

Wirobond SG DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Bego
Alliage chrome-cobalt Bego, offrant une cohésion sûre à la céramique - Dureté Vickers : 310 HV10
50128 Boite de 1 kg ~~385,60 €~~ -5% **365 €**

Wirobond 280 DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Bego
Alliage chrome-cobalt Bego, recommandé par Ivoclar en remplacement du Colado CC - Dégrossissage facilité grâce à la dureté Vickers de 280 HV10
50134 Boite de 1 kg ~~409,50 €~~ -5% **389 €**



Bellavest SH
Revêtement Bego pour couronnes et bridges, céramique pressée et surpressée, en chauffage rapide ou conventionnel
70060 Carton de 50 x 100 g **95,75 €**
54252 Carton de 80 x 160 g **188,20 €**
51095 Liquide Begosol HE 1L **23,00 €**

Fujivest II
Revêtement GC pour prothèse fixe
890308 La Fujibox (5 x 2 kgs + 1 liquide blanc) **159,00 €**



Brosses Bison

Brosses de polissage Renfert pour le polissage grand brillant des alliages, de la céramique et des résines
Diamètre 14 ou 18 mm
763 1000 Les 25 brosses 14 mm ~~49 €~~ -15% **41 €**
763 1100 Les 100 brosses 14 mm ~~171 €~~ -15% **146 €**
766 1000 Les 25 brosses 18 mm ~~54 €~~ -15% **45 €**
766 1100 Les 100 brosses 18 mm ~~190 €~~ -15% **171 €**

Pâte Renfert Polish all-in-one

Pâte à polir diamantée universelle (disilicate de lithium, zircon, céramiques...)
510 0100 Le pot de 18 g ~~86 €~~ -15% **72 €**

Micromoteurs

Ultimate XL (NSK)
Micromoteur sans charbon, modèle Torque, avec commande genou, commande pied ou modèle table
• Vitesse jusqu'à 50 000 tours/min (genou et table) ou 40 000 tours/min (pied)
• Couple max : 8.7 Ncm

Pour l'achat d'un Ultimate XL, Biosummer reprend votre ancien moteur Marathon ou Schick pour 400 € et vous offre une pièce à main supplémentaire (valeur : 342 €)

VARIOstar (Zubler)
Micromoteur robuste, sans charbon et polyvalent pour le laboratoire
Appareil à commande genou (K50) ou sur table (T50), avec variateur genou ou variateur pied ou pédale rotative

• Vitesse jusqu'à 50 000 tours/min
• Couple : 7,8 Ncm
804/3112 Le micromoteur K50 **1 795 €**
804/3172 Le micromoteur T50 avec variateur genou
804/3152 Le micromoteur T50 avec variateur pied
804/3162 le micromoteur T50 avec pédale rotative **1 941 €**

Aspirations

Aspirations pour unité FAO (Renfert)
Aspirations sans sac à poussière équipées de système de nettoyage automatique du filtre
• Pour les unités FAO compactes :
2934 2000 SILENT compactCAM ~~1 799 €~~ -19% **1 449 €**
• Pour les unités FAO moyennes à grandes :
2938 0000 SILENT powerCAM TC ~~2 799 €~~ -19% **2 189 €**



SILENT compactCAM et Silent powerCAM TC sont équipées d'un moteur à collecteur innovant (durée de vie 3 fois plus longue)
• Pour les unités FAO fortement sollicitées :
2939 0000 SILENT powerCAM EC ~~2 799 €~~ -19% **2 279 €**

SILENT powerCAM EC est équipée d'un moteur EC sans balai (durée de vie garantie de 5000 heures de service)



Y141495 Le micromoteur modèle genou
Y141513 Le micromoteur modèle pied
Y141471 Le micromoteur modèle table **1 699 €**

Soit avec l'offre reprise, votre micromoteur Ultimate XL, avec une pièce à main supplémentaire, vous revient à 1 299 €



Machines à vapeur

POWER steamer (Renfert)
Machines à vapeur Power Steamer I, à remplissage manuel, et Power Steamer II, à remplissage automatique



1845 0000 Power steamer I ~~2191,20 €~~ -15% **1 865 €**
1846 0000 Power steamer II ~~3292,80 €~~ -15% **2 789 €**

STEAM tube (Renfert)
Box de nettoyage cylindrique pour un nettoyage à la vapeur simplifié :
• il permet une bonne visibilité grâce à une évacuation contrôlée de la vapeur
• il retient les particules de saleté et empêche la perte des petits éléments

1842 0000 Le box ~~427,20 €~~ -15% **360 €**

Digitilab

PLATEFORME DIGITALE



DISTRIBUTEUR



BioSummer

Dental

Offres valables jusqu'au 31/12/2024
sauf les offres sur les produits Renfert,
valables uniquement jusqu'au 19/12