

Denta'Mag

CATALOGUE PRINTEMPS / ÉTÉ 2023 | DENTANOR

Tél : 02 35 88 64 19

www.dentanor.fr



Dentanor




BioSummer
Dental



Exocad, la solution de CAO dentaire la plus aboutie du marché

Exocad DentalCAD est la solution dédiée pour une utilisation en laboratoire de prothèses, avec toutes les fonctions de base pour vos projets et des modules adaptés à vos besoins

exocad



La licence Flex vous permet de bénéficier du logiciel Dental Cad, avec ses mises à jour, sous la forme d'un abonnement mensuel, à partir de

150 € / mois



Les fonctions de base comprises sont : couronnes anatomiques, chapes simples et anatomiques, attachements, structure de bridge, inlays/onlays/ facettes, structures de wax-up, couronnes télescopiques
Modules complémentaires et support technique en sus

L'automatisation de l'impression 3D par FORMLABS

Pour une impression 3D à haut rendement, Formlabs lance le matériel d'automatisation.

Le matériel d'automatisation permet de produire des pièces 24h/24 et 7 jours/7 sans intervention. Atteignez des niveaux de productivité inégalés et réduisez le coût par pièce, sans pour autant compliquer la gestion de votre parc d'imprimantes 3D. Avec le matériel d'automatisation Formlabs, la production ne doit jamais s'arrêter.

formlabs dental



Form Auto :

automatisez instantanément toute imprimante 3D Form 3/B/+, qu'elle soit neuve ou en service, avec une extension qui retire automatiquement les pièces finies et lance l'impression suivante pour une production continue.

Nouvelle plateforme 2 : plateforme flexible qui permet de détacher simplement les pièces après impression.

Fleet Control : simplifiez la gestion de plusieurs imprimantes grâce à une série de nouvelles fonctionnalités avancées dans Dashboard, notamment la gestion centralisée des files d'attente et l'affectation automatique des imprimantes.

High Volume Resin System : imprimez cinq fois plus longtemps avec vos imprimante SLA de Formlabs grâce à un approvisionnement continu de 5 litres de résine par un système de pompage.



Form Auto

4 080 €

Licence Fleet Control

120 € / an

Plateforme 2

275 €





Scanners Shining 3D

DS-EX-PRO (version C) : scanner compact et rapide, pour numérisation de tous types de modèles

- 2 caméras, 2 x 1.3 MP
- Précision < 10 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte

Avec l'offre de reprise
de votre ancien scanner
~~- 2160 € 6000 €~~

3 840 €



DS-EX-PRO (version H) : scanner compact et rapide, ultra-haute précision

- 2 caméras, 2x5.0 MP
- Précision < 8 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte
- Flux de travail flexible et rapide, traitement de données de scan en arrière-plan
- Rapidité < 15 s par modèle

Avec l'offre de reprise
de votre ancien scanner
~~- 2760 € 7920 €~~

5 160 €



DS-MIX : scanner ultra-rapide, ultra-haute précision

- 2 caméras, 2x5.0 MP, lumière bleue
- Précision < 7 µm
- 2 axes + tête pivotante
- Scan d'articulateur
- Accessoires inclus : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreinte motorisé
- Flux de travail flexible et rapide, traitement de données de scan en arrière-plan
- Rapidité < 12 s par modèle / 30 s par empreinte

Avec l'offre de reprise
de votre ancien scanner
~~- 3000 € 10 800 €~~

7 800 €



Tous les scanners sont livrés avec une licence à vie du logiciel de numérisation, permettant un flux de travail personnalisé et un traitement rapide des données en arrière-plan pendant les phases de scannage.

Imprimante 3D NextDent LCD1

La nouvelle imprimante NextDent LCD1 se caractérise par sa taille compacte, par la polyvalence des matériaux imprimables (résines dentaires NextDent ou autres résines) et par un flux de post-traitement facilité avec les unités de nettoyage et de polymérisation NextDent Wash & Cure.

3 fois plus rapide que les imprimantes SLA, elle offre une finition de surface propre et lisse.

Son ergonomie est adaptée à un usage en clinique.

- Technologie d'impression : LCD
- Volume d'impression : 128 x 80 x 140 mm
- Taille : 271 x 292 x 416 mm
- Résolution pixel : 49 µm
- Résolution verticale : 30 - 150 µm
- Longueur d'onde : 385 - 405 nm
- Vitesse d'impression : 4.5 cm / h
- Matériaux : NextDent / plateforme ouverte
- Calibration automatique
- Diagnostic et support technique à distance

Imprimante LCD1

6 594 €

NextDent Cure

720 €

NextDent Wash

720 €





Disques zircone Amann Girrbach

Ceramill ZI : Zircone légèrement translucide pour structures/armatures
Résistance à la flexion de 1200 MPa

Diamètre 98 :		Diamètre 71 :	
760221	Epaisseur 14 mm	760172	Epaisseur 12 mm
	132,35 €	760173	Epaisseur 14 mm
760223	Epaisseur 16 mm		111,15 €
	140,75 €	760174	Epaisseur 16 mm
760225	Epaisseur 18 mm		123,45 €
	161,10 €	760176	Epaisseur 18 mm
760227	Epaisseur 20 mm		139,95 €
	183,60 €	760184	Epaisseur 20 mm
760229	Epaisseur 25 mm		148,15 €
	227,20 €	760175	Epaisseur 25 mm
			231,20 €

Ceramill HT + : Zircone hautement translucide pour full zircone, armatures et bridges complets jusqu'à 14 éléments
Résistance à la flexion de 1100 MPa

Ceramill HT + White

Diamètre 98 :		Diamètre 71 :	
766020	Epaisseur 10 mm	766009	Epaisseur 10 mm
	131,70 €	766010	Epaisseur 12 mm
766021	Epaisseur 12 mm		115,25 €
	148,15 €	766011	Epaisseur 14 mm
766022	Epaisseur 14 mm		131,70 €
	160,50 €	766012	Epaisseur 16 mm
766023	Epaisseur 16 mm		137,70 €
	172,85 €	766013	Epaisseur 18 mm
766024	Epaisseur 18 mm		152,30 €
	189,35 €	766014	Epaisseur 20 mm
766025	Epaisseur 20 mm		160,65 €
	197,55 €	766016	Epaisseur 25 mm
766027	Epaisseur 25 mm		223,40 €
	230,45 €		

Ceramill Gen-X : Zircone hautement translucide multicouche (une teinte par disque) pour un usage quasi-universel
Résistance à la flexion de 1000 MPa

Diamètre 98 (toutes les teintes VITA) :		Diamètre 71 (teintes A2/A3/A3.5/B1/B2/C1/C2/D2)	
766...	Epaisseur 14 mm	766...	Epaisseur 14 mm
	205,80 €		182,00 €
766...	Epaisseur 16 mm	766...	Epaisseur 16 mm
	240,55 €		217,65 €
766...	Epaisseur 20 mm	766...	Epaisseur 20 mm
	273,45 €		251,50 €
766...	Epaisseur 25 mm		
	319,20 €		

Ceramill FX : Zircone super translucide pour bridges jusqu'à 3 éléments
Résistance à la flexion de 700 MPa

Ceramill FX White

Diamètre 98 :		Diamètre 71 :	
760130	Epaisseur 12 mm	760122	Epaisseur 12 mm
	160,50 €	760123	Epaisseur 14 mm
760131	Epaisseur 14 mm		147,35 €
	172,85 €	760124	Epaisseur 16 mm
760132	Epaisseur 16 mm		192,30 €
	198,90 €	760125	Epaisseur 18 mm
760133	Epaisseur 18 mm		204,00 €
	201,95 €	760126	Epaisseur 20 mm
760134	Epaisseur 20 mm		233,60 €
	226,45 €	760127	Epaisseur 25 mm
			236,10 €

Liquides New Formula

Liquides de coloration de la zircone Ceramill blanche pour la technique Fasthetix de coloration rapide ou pour la technique Aesthetix pour des personnalisations très esthétiques

Liquides teinte dentine disponibles dans les 16 teintes VITA

7604.. Flacon de 100 ml **99,55 €**

Liquides teinte effet : Rose, Gingiva, Violet, Gris et Orange

76048. Flacon de 100 ml ~~233,10 €~~ **- 10%** **209,00 €**

Ceramill Dimmer Liquid

760449 Flacon de 250 ml **44,10 €**

Ceramill Liquid Eye blue

760483 Flacon de 25 ml **34,00 €**

Ceramill Liquid Brush

76047. Lot de 4 pinceaux - Taille 1 ou 3 **27,70 €**

Jusqu'à
-27 %



Ceramill HT + Preshades

pré-teintée dans chaque teinte VITA

Diamètre 98 :		Diamètre 71 :	
766...	Epaisseur 14 mm	766...	Epaisseur 14 mm
	160,50 €		139,95 €
766...	Epaisseur 16 mm	766...	Epaisseur 16 mm
	172,85 €		156,40 €
766...	Epaisseur 20 mm	766...	Epaisseur 20 mm
	201,65 €		181,10 €



Ceramill FX ML

multicouche avec 2 teintes par disque

Diamètre 98 :		Diamètre 71 :	
761...	Epaisseur 14 mm	761...	Epaisseur 14 mm
	172,85 €		160,50 €
761...	Epaisseur 16 mm	761...	Epaisseur 16 mm
	205,80 €		181,10 €
761...	Epaisseur 20 mm	761...	Epaisseur 20 mm
	222,25 €		209,90 €





Fraises d'usinage Amann Girrbach

Roto RFID ZI pour zircone sur Mikro 4X/5X, Motion 2/3 et Matik



La fraise 2,5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm **-12 %** **62,85 €**

Roto RFID Diamond pour vitrocéramique, disilicate de lithium et céramique hybride sur Mikro IC, Motion 2/3 et Matik



La fraise 1.4 / 1.0 / 0.4 mm **-12 %** **48,80 €**

La fraise 1.8 mm **52,10 €**

Roto RFID DMB DC pour céramique hybride sur toutes les usineuses Ceramill



La fraise 2,5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm **-12 %** **174,10 €**

Roto RFID PMMA pour PMMA sur Mikro 4X/5X, Motion 2/3 et Matik



La fraise 2,5 / 1.0 / 0.6 / 0.3 mm **-12 %** **65,75 €**

Roto RFID Ti pour piliers premill sur Mikro IC, Motion 2/3 et Matik



La fraise 2.0 ou 1.0 mm **-12 %** **58,75 €**

Roto RFID Diamond BLG pour disilicate de lithium sur Motion 2 et 3, Matik et Motion DRS (avec Speedlining)



La fraise 2.0 / 1.0 / 0.4 mm **-35 %** **61,60 €**

Roto RFID ST (InCadCam) pour parcours d'outils InCadCam sur toutes les usineuses Ceramill



La fraise 1.2 ou 0.6 mm **-12 %** **100,90 €**


La fraise 1.5 mm **113,10 €**

Roto RFID COCR pour Ceramill COCR sur Matik



La fraise 2.5 / 1.5 / 1.0 mm **-12 %** **58,75 €**

Roto RFID SC pour la cire sur Motion 3 et Matik



La fraise 2.5 / 1.0 / 0.6 mm **-12 %** **88,70 €**

La fraise 0.3 mm **92,05 €**

Disques Sintron

Disques de métal fritté (chrome-cobalt) Amann Girrbach, aussi faciles à fraiser que de la cire (usinage à sec) !!



Diamètre 98 :

761132	Epaisseur 10 mm	214,70 €
761130	Epaisseur 12 mm	238,05 €
761128	Epaisseur 14 mm	246,95 €
761126	Epaisseur 16 mm	283,85 €
761122	Epaisseur 20 mm	349,55 €
761120	Epaisseur 25 mm	478,55 €



Diamètre 71 :

761101R	Epaisseur 10 mm	189,80 €
761102R	Epaisseur 12 mm	210,80 €
761103R	Epaisseur 14 mm	222,70 €
761104R	Epaisseur 16 mm	258,05 €
761106R	Epaisseur 20 mm	317,50 €
761107R	Epaisseur 25 mm	374,35 €

G-CEM One

Ciment résine auto-adhésif GC pour le collage des Ti-bases zircone, disilicate de lithium et métal (sans primer additionnel) Teinte blanc opaque

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC
* Gratuité au choix directement envoyée par GC



10006924 La seringue **72,00 €** Avec l'offre 3 + 1* **54,00 €**

Cavex ScanSpray

Spray optimisant la scannabilité des empreintes, rendant clairement visibles même les plus petits détails
Adapté à tous les types de matériaux d'empreinte



NEW

AT001 Le spray de 200 ml **38,40 €**



Numérique

Disques zircone Ucpcera

Explore Esthetic : Zircone ultra-translucide, multicouche, avec une résistance à la flexion variable couche par couche (résistance à la flexion de 1000 à 727 MPa)
Particulièrement adapté aux unitaires antérieures et aux petits bridges

Diamètre 98
Teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3
(teintes additionnelles sur demande)

Explore Functional : Zircone ultra-translucide, multicouche, Avec une résistance à la flexion variable couche par couche (résistance à la flexion de 1300 à 1027 Mpa)
Adapté à tous types de restaurations

Diamètre 98
Teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D3
(teintes additionnelles sur demande)

Epaisseur 14 mm	150,00 € - 15%	127,50 €
Epaisseur 16 mm	168,00 € - 15%	142,80 €
Epaisseur 20 mm	188,00 € - 15%	159,80 €
Epaisseur 25 mm	224,00 € - 15%	190,40 €



Super Promo

Fours de frittage eOn sinter

eON sinter base : four compact aux performances élevées

- température maximale de 1600°C, avec une précision de +/- 1°C
- 4 éléments chauffants en MoSi2
- 1 coupelle de frittage (capacité jusqu'à 20 éléments)

6 690 €

eON sinter fast : équipement de choix pour la production rapide d'éléments unitaires (en une heure seulement)

- température maximale de 1750°C
- 1 élément chauffant en MoSi2
- 1 creuset de frittage (capacité de 5 éléments unitaires)

6 690 €

eON sinter fast + : équipement de pointe pour la production de nombreux éléments en cycle conventionnel et la production rapide de quelques éléments

- température maximale de 1730°C, avec une précision de +/- 1°C
- 4 éléments chauffants en MoSi2
- 2 coupelles de frittage (capacité jusqu'à 40 éléments en cycle conventionnel et 20 éléments en cycle rapide)

9 320 €



Hygiène et nettoyage



Easyclean MD

Nouvel appareil à ultrasons Renfert, pour le nettoyage efficace des dispositifs médicaux et des instruments

- 5 modes de nettoyage
- Température limite réglable
- Volume utile de travail de la cuve : 1.6 L

1851 0000 Le bac à ultrasons

966,00 €



GO 2011 Speed

Dissolvant pour plâtre et alginate pour bols de mélange, porte-empreintes, prothèses en résine, objets coulés et instruments
Nettoyage encore plus rapide dans une cuve à ultra-sons

2012 0000 Le bidon de 2L 58,40 €



Gaines de stérilisation

11156	La gaine 50 mm	11,55 €
11176	La gaine 75 mm	18,25 €
11101	La gaine 100 mm	21,65 €
E5005	La gaine 200 mm	62,55 €
11102	La gaine 250 mm	56,05 €



Zeta 7

Désinfectant pour empreintes

C810050	Zeta 7 spray 750ml Prêt à l'emploi	15,65 €
C810048	Zeta 7 Solution 1L A diluer (10 ml/ L d'eau)	47,55 €





Tenons Endo-click

Pivots cylindro-coniques calcinables Endo-click

- La tête spécifique permet un clipsage dans le matériau à empreinte
- La tête permet un repositionnement qui conserve parfaitement la position d'origine
- Sa forme évite tout risque de déchirement en cas d'effort important lors du retrait de l'empreinte
- La combustion est rapide, sans déchets et sans dilatation



74334	Le lot de 40 tenons noirs Ø 1.68 mm L 17.50 mm	
74333	Le lot de 40 tenons verts Ø 1.58 mm L 15.50 mm	
74332	Le lot de 40 tenons bleus Ø 1.48 mm L 13.50 mm	
74331	Le lot de 40 tenons rouges XL Ø 1.38 mm L 13.40 mm	
74330	Le lot de 40 tenons rouges Ø 1.38 mm L 11.50 mm	
74329	Le lot de 40 tenons jaunes XL Ø 1.28 mm L 11.40 mm	
74327	Le lot de 40 tenons jaunes Ø 1.28 mm L 9.50 mm	
74328	Le lot de 40 tenons blancs XL Ø 1.18 mm L 11.40 mm	
74326	Le lot de 40 tenons blancs Ø 1.18 mm L 9.50 mm	

35,90 €

Papiers à articuler Bausch

Papier 200µ (1 face)

BK01 (bleu)	La boîte de 300 feuilles	23,10 €
BK02 (rouge)		

Papier 40µ (2 faces)

BK09 (bleu)	La boîte de 200 rubans	18,35 €
BK10 (rouge)		

Feuilles Arti-Fol Metallic 12µ

BK31 (rouge - 1 face)	Le distributeur 20m	17,40 €
-----------------------	---------------------	---------

Feuilles Arti-Fol 8µ

BK21 (rouge - 1 face)	Le distributeur 20m	16,45 €
BK25 (rouge - 2 faces)	Le distributeur 20m	20,75 €

Papier fer à cheval 60µ

BK81 (bleu/rouge - 2 faces)	La boîte de 100 feuilles	25,85 €
-----------------------------	--------------------------	---------

Colles

Ulticol (Ultima)

1710	Le lot de 10 x 5g	55,45 €
------	-------------------	---------

Colle Renfert

1733 2000	La boîte de 6 x 10g Plus adapté au plâtre sec	46,85 €
1733 0100	La boîte de 6 x 10g Plus adapté au plâtre frais	46,85 €

Cyanolit (verte)

832/V	Le tube de 2g	4,40 €
-------	---------------	--------

Consommables Giroform

Plaques de socle Giroform

Plaques Classic en taille L (cas standard) ou en taille XL (machoire de taille exceptionnelle)

576720	Le lot de 100 Classic L blanches	90,10 €
576726	Le lot de 100 Classic L bleues	90,10 €
576740	Le lot de 100 Classic XL blanches	101,80 €

Plaques Premium (avec disque d'adhésion prévisssé)

576710	Le lot de 100 Premium L blanches	121,70 €
--------	----------------------------------	----------

Hémiplaques

576770	Le lot de 100 hémiplaques	63,20 €
--------	---------------------------	---------



Pins Giroform

576450	Le lot de 1 000 pins	43,30 €
576451	Le lot de 10 000 pins	353,35 €

Forets Giroform

176710	Le foret	54,05 €
--------	----------	---------

Sprays d'occlusion

Occlutec (Renfert)

1935 1000	Le spray rouge (75 ml)	10,90 €
-----------	------------------------	---------

Spray d'occlusion Yeti

580-20..	Le spray vert, blanc ou bleu (75 ml)	19,95 €
----------	--------------------------------------	---------

Okklean (DFS)

86..	Le spray blanc ou rouge (75 ml)	15,60 €
------	---------------------------------	---------

Arti-Spray (Bausch), convient aussi pour le scannage

BK285	Le spray blanc (75 ml)	22,10 €
-------	------------------------	---------



Non-stick

Spray silicone

- pour isoler plâtre/plâtre
- pour empêcher le plâtre de coller aux articulateurs, mouffles.,
- pour lubrifier les articulateurs

18776	Le spray de 400 ml	16,75 €
-------	--------------------	---------





Duplication



Prix bloqué

Silicones

Zetalabor, silicone par condensation Zhermack (80 Sh)

C400798 Le seau de 5kgs + 2 catalyseurs **81,00 €**

Elite Double 22 Fast, silicone de duplication Zhermack (22 Sh)

C400842 2 x 5 kgs ~~331,60 €~~ -10% **295,00 €**

Cetraflash, silicone extra dur à prise rapide pour la mise en moufle

980312 La cartouche 2 x 50 ml + embouts **50,40 €**

Gi-Mask Universal Separator, liquide séparateur pour les silicones par addition et par condensation

8000 Le spray de 50 ml **46,15 €**

Fausse gencives

Gingifast, silicone Zhermack Rigid (70 Sh) ou Elastic (40 Sh)

C4015.. 2 x 48 ml + embouts + séparator 10 ml **55,40 €**

Gingifast CAD, silicone scannable Zhermack Rigid (70 Sh) ou Elastic (40 Sh)

C2032.. 2 x 48 ml + embouts + séparator 10 ml **58,80 €**

Gi-Mask Automix, silicone Coltène

8065 2 x 50 ml + embouts **79,55 €**

Embouts pour fausse gencive

7678 Lot de 50 embouts mélangeurs jaunes **12,70 €**

7680 Lot de 50 embouts intra-oraux jaunes **7,85 €**

7681 Lot de 50 embouts mélangeurs bleus (pour Gingifast CAD) **12,25 €**



Cires

Cires d'articulation

Cire en bâtons Palax, disponible en 4 duretés : molle (verte), moyenne (rose), dure (rouge), extra dure (jaune)

1021/.. Le carton de 2,5 kgs **55,50 €**

Cire aromatisée en bâtons Yeti, dure, rouge, goût fraise

613-0490 La boîte de 490g **29,40 €**

613-1850 La boîte de 1850g **104,90 €**

Cire arcades, disponible en 2 duretés : moyenne (jaune ou rose) et dure (rouge)

1054.. La boîte de 100 arcades **37,75 €**

Bourellets de cire préformés Erkodent, disponible en 3 duretés : molle (oranges), moyenne (rouges ou verts) et dure (roses)

75620.. La boîte de 100 arcades **59,90 €**

Cire aromatisée en arcade Yeti, dure, rouge, goût fraise

611-0100 La boîte de 96 arcades **58,05 €**

Cire collante

Sticky Wax original (Kemdent), de couleur ivoire

DWS 401 La boîte de 70g **24,15 €**

Cire de dépouille

Cire Geo rose opaque Renfert

650 0000 Le pain de 75g **25,60 €**



Isolit

Isolant Dentsply, pour séparer toutes sortes de cires des autres matériaux (céramique, plâtre, résine, métal)

5325140013 La bouteille d'1 litre **59,75 €**

Waxit

Agent mouillant Dentsply, pour une meilleure coulée du revêtement et des masses de modelage

5325180013 La bouteille d'1 litre **65,75 €**



Revêtements pour mobile

Wirofine (Bego)

54345	Le carton de 45 x 400 g	461,75 € - 12%	142,00 €
51120	Le liquide Begosol K - 1 litre		27,40 €

Levotherm (Kulzer)

65872281	Le carton de 50 x 150g	122,30 € - 20%	95,00 €
65606484	Le carton de 20 x 450g	109,10 € - 15%	92,00 €
65606492	Le liquide - 1 litre		19,95 €

Revêtement pour armatures 3D

Varseovest P Plus (Bego)

54910	Le carton de 72 x 250 g	217,85 € - 15%	185,00 €
51120	Le liquide Begosol K - 1 litre		27,40 €



Cylindres et cones

Rapid-Ringless

Système Bego, comprenant cylindre et base avec cône
Existe en 3 tailles : taille 1 (Ø 37 mm - 100g de revêtement),
taille 2 (Ø 55 mm - 180g de revêtement) ou taille 3 (Ø 72 mm - 360g de revêtement)

5266..	Le set	56,65 € - 12%	49,00 €
--------	--------	--------------------------	----------------

Cylindres en silicone et cones Ivoclar

590113	Le cylindre 100g	57,60 € - 10%	51,80 €
590114	Le cylindre 200g	59,55 € - 10%	53,55 €
597060	Le système de cône pour 3 cylindres 100g	54,90 € - 10%	49,40 €
597061	Le système de cône pour 3 cylindres 200g	54,90 € - 10%	49,40 €

Garnitures de cylindre

Ceraliner

2912	Le rouleau 25m x 50mm	19,25 € - 20%	15,40 €
------	-----------------------	--------------------------	----------------

Liquide durcisseur

Durol E

52148	Le liquide en 1 litre		46,10 €
-------	-----------------------	--	----------------

Coulée



Creusets

Pour Fornax

52483	La boîte de 6 creusets Bego		166,00 €
-------	-----------------------------	--	-----------------

Pour Degussa

848/D1	Le creuset ouvert simple couche		15,05 €
848/DH1	Le creuset fermé simple couche		15,05 €

Pour Minicast (creusets non fendus)

03ALR0005	La boîte de 6 creusets simple couche		103,80 €
-----------	--------------------------------------	--	-----------------

Pour Ducatron III / Quattro

03ALR0037	La boîte de 6 creusets simple couche		95,20 €
03ALR0038	La boîte de 6 creusets renforcés		112,50 €
DUCNV3	Le creuset renforcé		14,50 €


Pour Ducatron Junior

03ALR0033	La boîte de 6 creusets simple couche		95,20 €
872/DUJ4A	Le creuset renforcé		13,15 €


Creusets Bego pour Fornax



Creusets pour Degussa



Creusets pour Minicast



Les atouts des creusets renforcés :

- durée de vie plus longue
- meilleure résistance aux chocs thermiques
- moindre adhérence

Creusets pour Ducatron III / Junior



Alliages céramique (Cr Co)

Colado CC (Ivoclar)

DM classe IIa - CE 0123 - Fabricant : Ivoclar

627531	La boîte de 1 kg	585,50 € - 10%	525,00 €
--------	------------------	---------------------------	-----------------

System Duro (Adentatec)

DM classe IIa - CE 0123 - Fabricant : Adentatec

2005002	La boîte de 1 kg		254,30 €
---------	------------------	--	-----------------





Céramique pressée

Initial Lisi Press (GC)

En MT et LT dans les 16 teintes VITA,
 en HT (E57/E58/E59/E60 + teintes BL),
 en MO (0/1/2) et LT-IQ (A/B/C/D)

DM classe IIa
 Organisme certificateur n°0086
 Distribué par GC France
 *Gratuité au choix envoyée par GC

Lot de 5 lingotins - A l'unité **90,00 €**

Lot de 5 lingotins - A l'unité avec l'offre 4+1* **72,00 €**

Offre
4 + 1



IPS e.max Press (Ivoclar)

En LT et HT dans les 16 teintes VITA,
 en MT (A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C1/C2 /D2)
 en MO (0/1/2/3/4) et HO (0/1/2)

DM classe IIb - CE 0123 -
 Fabriqué par Ivoclar Vivadent
 *Gratuité envoyée par Ivoclar

Lot de 5 lingotins - A l'unité **136,50 €**

OFFRE
pour 5 lingotins
e.max Press :

1 IPS Press Vest
Premium Liquid 1L
OFFERT*



Maquillants céramique

Initial IQ Lustre Paste ONE (GC)

Pâtes prêtes à l'emploi
 4 Body Shade (L-A, L-B, L-C, L-D) et 12 Enamel Effect Shade

1000.... Pot de shade de 4g **74,60 €**

10007015 Diluting Liquid - 8 ml **23,00 €**

10007016 Refresh Liquid - 8 ml **23,00 €**

10007017 Coffret
 IQ LP One V-Shade ~~899 €~~ - 15% **760,00 €**

Le V-Shades Set, comprend :

- 2 glazes : Neutral L-N (4g) et Neutral Fluo L-NFL 4g
- 1 Value L-V (4g), 1 Opal L-OP (4g), 4 Body Shades (A/B/C/D) 4g,
- 10 Enamel Effect Shades (L-1 à L-10) 4g
- 1 Diluting Liquid (8 ml), 1 Refresh Liquid (8 ml)
- accessoires

Ivocolor Shade (Ivoclar)

Pâtes translucides prêtes à l'emploi
 9 Shade Dentin et 3 Shade Incisal

DM classe IIa - CE 0123 -
 Fabriqué par Ivoclar Vivadent
 *Gratuité envoyée par Ivoclar

6676.... Pot de 3g **64,85 €**

667694 Mixing Liquid Allround 15 ml **45,85 €**



Pompe
à vide
OFFERTE

Fours Programat G2, avec pompe à vide

Fours Ivoclar nouvelle génération : fours à céramique (P310 et P510)
 et fours de pressée (EP 3010 et EP 5010)

P310 (ref 747825) + VP3 Easy

5 994 €

P510 (ref 747827) + VP5

8 034 €

EP 3010 (ref 747831) + VP5

11 982 €

EP 5010 (ref 747833) + VP5

15 852 €



OFFRE :
pour 5 Ivocolor Shade:

1 IPS Ivocolor
Mixing Liquid Allround
15 ml
OFFERT*





Pinceaux Skills

Pinceaux Actéon en poil synthétique - Taille 00 à 8

190.100PS Taille 00	7,70 €
190.10PS Taille 0 (stain)	7,55 €
190.11PS Taille 1 (glaze)	7,70 €
190.12PS Taille 2 (glaze)	8,30 €
190.13PS Taille 3 (glaze)	8,55 €
190.14PS Taille 4 (touch-up)	8,80 €
190.15PS Taille 5 (touch-up)	9,05 €
190.16PS Taille 6 (porcelaine)	13,25 €
190.18PS Taille 8 (porcelaine)	18,40 €
190.108PS Kit de 8 pinceaux tailles 0 à 8	60,75 € - 18% 49,00 €



Lay:art crystal

Plaque de mélange en verre Renfert
Dimensions de la zone de travail : 220 x 4 x 120 mm

1043 0000 La plaque
94,55 € - 15% **80,35 €**



Pince Crown Master

4309 La pince **24,30 €**



Fix Firing Paste

Pâte réfractaire Yeti Dental

399-1000 La seringue de 12 ml **25,05 €**

Grattage et polissage



Disques pour modèles à plâtre

Disques Plastercut

Disque diamanté Renfert

331300 Le disque 30 x 0.3 mm **54,00 €**

331450 Le disque 45 x 0.35 mm **81,20 €**

Disques Flex

Disque diamanté Edenta

365.524.300HP Le disque 30 x 0.35 mm **36,10 €**

365.524.450HP Le disque 45 x 0.35 mm **53,60 €**



Disques pour céramique

Disques Dynex Brillant

Disque diamanté Renfert Ø20 x 0.25 mm

562520 La boîte de 10 **64,50 €**

Disques Superflex


Disque diamanté Edenta à grain très fin

355.504.190HP Le disque Ø19 x 0.12 mm **14,95 €**

Disque diamanté Edenta à grain fin

356.514.220HP Le disque Ø22 x 0.10 mm **14,95 €**

358.514.220 HP Le disque Ø22 x 0.15 mm **23,15 €**




Polissoirs pour céramique

Meulettes G4

Caout diamantées blanches pour le polissage

1718 La pochette de 100 **85,10 €**



Polissoirs Exa Cerapol

Polissoirs Edenta pour le pré-polissage

0301UM-100 Le lot de 100 meulettes **65,85 €**

0315UM-100 Le lot de 100 cylindres **65,85 €**

0310UM-100 Le lot de 100 lentilles **65,85 €**



Universal Polishing Paste

Pâte à polir Ivoclar pour le prépolissage et le polissage des résines, composites et alliages

573660 Le tube de 100 ml **13,40 €**





Résines autopolymérisables

Methax Auto		<i>DM classe IIa - CE0120 - Fabricant : Makevale</i>
9750	1 kg - Rose veiné	84,50 €
9900	500 ml	42,60 €
9860	5 kg - Rose veiné	280,95 €
9865	2.5 L	127,20 €
9650	Kit comprenant 1 kg de poudre et 500 ml de liquide	98,00 €
Triplex Cold		<i>DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent</i>
547064	2 x 500 g - 36 PV	87,70 €
541445	500 ml	46,20 €
Vertex Self Curing (SC)		<i>DM classe IIa - CE1639 - Fabricant : Vertex Dental</i>
1207 / 1248..	1 kg - Teinte n°4 (transparent), n°6 (rose veiné foncé) ou n°10 (rose veiné translucide)	107,40 €
1206	1 litre	88,75 €
Palapress Vario		<i>DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Kulzer</i>
64707891	1 kg - Rose veiné	168,10 € - 15% 142,85 €
64707864	500 ml	96,95 € - 17% 80,45 €
Paladur		<i>DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Kulzer</i>
en remplacement de la Meliodent Rapid Repair		
64707965	1 kg - Rose veiné	115,20 €
64707938	500 ml	66,15 €



Résines photopolymérisables

Methax Thermo		<i>DM classe IIa - CE0120 - Fabricant : Makevale</i>
9050	1 kg - Rose veiné	63,50 €
9200	500 ml	37,50 €
9350	5 kg - Rose veiné	242,25 €
9500	2.5 L	115,70 €
Probase Hot		<i>DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent</i>
536275	500 g - Teinte 36 PV	41,95 €
531481	500 g - Teinte Clear	47,35 €
53147..	2x500 g - Teinte Pink-V et Pink	101,05 €
531471	500 ml	44,80 €
531472	1 L	86,95 €
531538	4 x 1 L	248,95 €
Vertex Rapid Simplified (RS)		<i>DM classe IIa - CE1639 - Fabricant : Vertex Dental</i>
1210 / 1213	1 kg - Teinte n°6 ou 10	82,30 €
1218	1 litre	56,40 €
Paladon 65,		<i>DM classe IIa - CE0197 - Fabricant : Kulzer</i>
en remplacement de la Meliodent Heat Cure		
64707708	1 kg - Rose veiné	76,50 € - 10% 68,85 €
64707674	500 ml	29,90 € - 10% 26,90 €

Résines pour provisoires



SR Ivocron		<i>DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent</i>
5499..	Flacon de 30g - Teintes 110 à 540	30,60 €
550080	Cold liquid - 100 ml	117,15 €
550081	Cold Liquid - 500 ml	382,30 €
Unifast III		<i>DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC</i>
100004...	Flacon de 35g - Teintes A1, A2, A3, A3.5, B2, rose veiné et incisal	40,55 €
10000442	Liquide 104 ml	67,10 €
10000443	Liquide 260 ml	121,65 €
VITA VM CC		<i>DM classe IIa - CE0124 - Fabricant : VITA Zahnfabrik</i>
C474...	Flacon de 30g - Toutes les teintes A-D	31,80 €
CVCCCL30	Liquide 30 ml	35,60 €
CVCCCL100	Liquide 100 ml	104,75 €

Résine radio-opaque

Acryline X-Ray DVT		<i>DM classe IIa - CE0297 - Fabricant : Anaxdent</i>
H5856	Poudre 100g	65,50 €
H5862	Liquide 100 ml	48,85 €



Résine calcinable

Duralay		
2172	Coffret (poudre 60g et liquide 60 ml)	50,15 €



Fil à crochet

Fil jonc Menzanium (Scheu)		
8463.1	0.9 mm - Bobine de 10 m	37,00 €
8464.1	1.0 mm - Bobine de 10 m	37,00 €
Fil demi-jonc Wipla (Dentsply)		
5425000250	0.65 x 1.30 mm	79,85 €
5425000251	0.75 x 1.50 mm	79,85 €

Palaferm

Pour isoler les modèles en plâtre ou en résine des résines photo et auto - Convient aux modèles imprimés en 3D		
66094668	Flacon de 80 ml	59,95 € - 14% 51,55 €

Protho-Clean

Nettoyant-lustrant pour prothèses		
1056	Flacon de 75 ml	16,75 €

Feuilles de polyéthylène

Cellophane pour la mise en moufle des résines thermo		
64708087	Lot de 80 feuilles	13,45 €





Dents Ivoclar

Dents SR Vivodent / SR Orthotyp Dents SR Vivodent A-D / SR Orthotyp A-D

NEW



En 20 teintes Chromascope



En 16 teintes A-D, idéale pour la prothèse combinée

→ Pour prothèses partielles et totales

La dent antérieure SR ou SR A-D	2,29 €
La dent postérieure SR ou SR A-D	2,17 €

Dents SR Vivodent SPE / SR Orthotyp SPE Dents SR Vivodent S DCL / SR Orthotyp S DCL



En 20 teintes Vivodent



En 16 teintes A-D, idéale pour la prothèse combinée

→ Pour prothèses partielles, totales et implantaire

La dent antérieure SPE ou S DCL	4,42 €
La dent postérieure SPE ou S DCL	2,74 €

Dents SR Phonares II / SR Phonares II Typ



En 16 teintes A-D Phonares


→ Pour prothèses partielles, totales et implantaire

La dent antérieure SR Phonares	7,45 €
La dent postérieure SR Phonares	4,42 €

Une dent pour chaque sourire

- 3 matériaux
Composite NHC, résine DCL, PMMA
- 60 teintes
Chromascope, A-D, Bleach, S PE
- 97 formes antérieures
Maxillaires et mandibulaires

Service de rappareillage
Reprise des dents non utilisées sans décote [1]



[1] Dans la limite de 10% de vos achats annuels. [2] Dans la limite des stocks disponibles.

SR Phonares II, SR Vivodent S PE, SR Orthotyp S PE, SR Vivodent S DCL, SR Orthotyp S DCL, SR Vivodent, SR Orthotyp, Ivostar et Gnatostar sont des dispositifs médicaux de Classe IIa / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie A010223

ivoclar.com

Making People Smile®

ivoclar

VITA

Dents Vitapan

→ Pour prothèses partielles, totales, prothèses gériatologiques et en cas d'espace limité



En 16 teintes A-D VITA
Formes postérieures
cuspiform et synform

La dent antérieure Vitapan	4,39 €
La dent postérieure Vitapan	3,21 €

Dents Lumin Vacuum

→ Dents en porcelaine



En 10 teintes A-D VITA
(certaines sur commande)

La dent antérieure Lumin Vacuum	7,85 €
La dent postérieure Lumin Vacuum	4,74 €

Teintiers VITA

Teintier VITA Classical,
avec les 16 teintes A1 à D4
(convient aussi pour Lumin Vacuum)

G027C Le teintier 77,45 €




Teintier VITA 3D Master
avec les 29 teintes 3-D Master,
dont les 3 teintes Bleach

B360 Le teintier 77,45 €

Dents Physiodens

→ Pour prothèses partielles, construction de barres, prothèses métalliques et attachements, travaux télescopiques et coniques



En 5 teintes A-D VITA
et 27 teintes 3-D Master

La dent antérieure Physiodens	5,87 €
La dent postérieure Physiodens	3,71 €

Dents MFT

→ Pour prothèses partielles et totales



En 4 teintes A-D VITA
et 13 teintes 3-D Master

La dent antérieure MFT	2,01 €
La dent postérieure MFT	1,49 €



Pour fours Ivoclar

Set d'étalonnage ATK2

Pour four P500/510 - P700 - EP3000/3010 - EP500/5010, y compris G2

598833 Le set pour 5 étalonnages **327,95 €**

Table de cuisson

Support de cuisson rond pour four de pressée EP3000/3010 - EP500/5010,

748555 Le support **45,00 €**



Pour fours de chauffe

Canne pyrométrique pour four Ugin

Pour four Programix

5551 La canne pyrométrique **130,90 €**

Canne pyrométrique pour four Mestra

Pour four HP

R-080130-04 La canne pyrométrique **73,70 €**

Catalyseur de fumées

Catalyseur Mestra pour éliminer les mauvaises odeurs et produits toxiques générés pendant le processus de chauffe. Compatible avec tous les fours avec un tuyau de sortie inférieur à 38 mm de diamètre extérieur

R-080124 Le catalyseur **936,80 €**



Pour sableuses

Buses pour sableuses Basic (Renfet)



	Cobra (µm)			Rolloblast (µm)					
	25	50	90	110	125	250		50	100
Ø 0,40 mm, No. 90002 1203									✓
Ø 0,60 mm, No. 90003 3213									✓
Ø 0,80 mm, No. 90002 1204	✓	✓	✓						✓
Ø 1,00 mm, No. 90003 3211		✓	✓	✓					✓
Ø 1,20 mm, No. 90003 3214	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Ø 1,40 mm, No. 90002 1205				✓	✓	✓			
Ø 2,00 mm, No. 90002 1206						✓			
Ø 1,5 x 3,5 mm, No. 90003 1739				✓	✓	✓			✓

✓ particulièrement recommandable ✓ recommandable

Pour aspirations

Moteurs de rechange TS /TS2 (Renfert)

92921 9998 Le moteur Silent (ancien modèle) **279,40 €**

92921 0051 Le moteur Silent TS/TS2 **279,40 €**

88213 Le moteur V3000/V4000 **400,00 €**

Sacs aspiration

2921 0002 Le lot de 5 pour Silent **70,00 €**

88203 Le lot de 3 pour V3000/V4000 **47,30 €**

9301 Le lot de 5 pour KaVo tiroir/Smartair **58,00 €**

556/040 Le sac filtre pour Z1/Z1 CAM Eco **59,75 €**

Pour micromoteurs et turbines

H203180 La griffe pour Ultimate 500 et XL **82,50 €**

88205 La griffe pour Schick Master C1/C2/ C3 nouvelle version et Qube LV **95,95 €**

88201 La griffe pour C1 Junior/C2 Profi **83,10 €**

3189 La griffe pour turbine Presto **82,50 €**

3181 Le rotor pour turbine Presto **298,05 €**

3192 Le rotor pour turbine Presto Aqua **330,60 €**

917 Le rotor turbine TD 783 / TDS 890 **353,45 €**

Pour système Perform



Gaines d'étanchéité avec clips

DA C10 Le lot de 10 **31,20 €**

Entonnoirs de coulée

DA FU10 Le lot de 10 **20,20 €**

Filtres papier

DA FP500 Le lot de 500 **65,90 €**

Pour compresseur

Filtre à air pour compresseur Cattani

C168563 Le filtre **47,10 €**

Dessicateur

Filtre à air comprimé haute performance, pour empêcher la formation de grumeaux dans le jet de sable et l'obstruction des fins canaux des appareils à air comprimé

2940 0000 Le filtre à air comprimé **552,65 €**



Micromoteurs VARIOstar

Micromoteurs Zubler, **K50 avec commande genou ou T50 avec commande sur table (et variateur genou ou variateur pied ou pédale rotative)**

- Vitesse jusqu'à 50 000 tours/min
- Couple max : 7.8 Ncm

Nouvelle technologie d'entraînement sans charbons, garantie à vie sur le rotor et le stator, garantie d'un an sur les pièces d'usure

Les appareils de commande K50/T50 et les pièces à main VARIOstar sont mutuellement compatibles avec les C2 Profi/Master

804/3112 Le VARIOstar K50

804/3172 Le VARIOstar T50
avec pédale genou

804/3162 Le VARIOstar T50
avec pédale rotative

804/3152 Le VARIOstar T50
avec pédale variateur

1 589 €

Turbine Presto II

Ensemble complet NSK avec turbine à air

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Aucune lubrification nécessaire



Y150022 L'ensemble Presto II ~~840,00 €~~ - 5% **795,00 €**

Microsableuse Basic Eco

Sableuse Renfert équipée de 2 silos (25-70 µ et 70-250µ)

- Champ de vision maximal grâce à la grande vitre et à l'éclairage LED



2949 2025 La sableuse ~~1300,15 €~~ - 14% **1119,00 €**

Polymérisateur Palamate Premium

- Température, pression et temps toujours visibles
- Ouverture plus large pour les articulateurs de grande taille et plus grande capacité (jusqu'à 6 prothèses)



66076559 Le polymérisateur ~~3222,00 €~~ - 10% **2 899,00 €**

Box Dustex master plus

Box de grattage Renfert, incluant des supports réglables pour les bras, un éclairage, une cheville en bois, un canal d'aspiration et une vitre en verre sécurité revêtue de silicone



2626 0105 Le box de grattage ~~838,20 €~~ - 18% **680,00 €**



Taille-plâtre MT Premium

Nouveau taille-plâtre à eau Renfert, avec disque de meulage en carbure de silicium Klettfix ou avec disque de meulage partiellement diamanté Marathon

- Eclairage intégré
- Fonction Aqua-Stop, afin de réduire la consommation d'eau

1807 0000	Le MT Premium Klettfix	1 778,00 €
1807 0500	Le MT Premium Marathon	2 495,00 €



Aspirations Renfert

Silent TC

Aspiration monoposte puissante et sans sac à poussière, un système de nettoyage automatique du filtre et un moteur à collecteur possédant une grande longévité

2935 0000	L'aspiration	2465,65 € - 14% 2120,00 €
-----------	--------------	---

Silent TC2

Aspiration bi-poste puissante et sans sac à poussière, avec 2 points d'aspiration commandés séparément, un système de nettoyage automatique du filtre et un moteur à collecteur possédant une grande longévité

2936 0000	L'aspiration	3206,35 € - 14% 2740,00 €
-----------	--------------	---

Silent EC2

Aspiration bi-poste, avec moteur EC (> 5000 heures de service), avec 2 points d'aspiration commandés séparément, sans sac à poussière, avec nettoyage automatique du filtre

2937 0000	L'aspiration	3820,40 € - 13% 3 295,00 €
-----------	--------------	--

Electropolisseuse EF-SMART Medical

L'électro-polisseuse EF-SMART MEDICAL d'OTEC est dédiée au lissage et polissage des stellites, couronnes et bridges métalliques : suppression du travail manuel pour le caoutchoutage, le ravivage et le bain de brillance, avec un gain de temps de 70%, sans aucun risque de déformation, et avec un polissage sans rayonnage.

Cycle de 20 minutes jusqu'à 3 éléments en simultanée.
Inclus avec l'EPAG-SMART : 1 cuve de traitement, 1 couvercle, 1 station pour changement de pièces, 1 spatule de mélange en titane, 3 pinces en titane, 1 pack média
Dimensions : 395 x 610 x 605 mm
Volume : 7 L

407 € / mois sur 5 ans

Consommables pour EF-Smart

Kit média prêt à utilisation (déjà mélangé)

600 €

- Permet de traiter environ 120 éléments



Offres valables jusqu'au 15/07/2023

