



Dentanor

www.dentanor.fr

OFFRES D'AUTOMNE
valables jusqu'au 21.12.2020



Form 3B



NextDent 5100

Spécial Impression 3D



SHINING 3D DS MIX

13 200€

NOUVEAU

SHINING 3D®

Nouveau scanner dentaire de pointe, compact, au design entièrement ouvert

Sa technologie haut de gamme, sa précision et sa rapidité en font un équipement totalement abouti pour votre département CAD/CAM

- Lumière structurée
- Format de fichiers : STL, PLY
- Nombreux accessoires : plateau multi-dies, all-in-one, support d'empreintes motorisé, scan d'articulateur

Temps de scannage avec Autoscan-DS-Mix :

 Occlusion 6s	 Arcade 13s	 1-4 dies / 5-8 dies 18 / 33s	 Empreinte 32s
---	---	---	--

2 caméras 5.0 Méga Pixel
Précision $\leq 7 \mu\text{m}$
Scan intelligent
Technologie de pointe pour travaux exigeants



FORM 3B / FORM 3L

Imprimantes 3D Formlabs avec nouveau procédé d'impression LFS pour encore plus de précision et une meilleure qualité de surface

- Auto-surveillance de l'impression pour des performances toujours optimales
- Utilisation simplifiée par la création de files d'attente et le lancement des impressions à distance

Résolution XY : 85 μm

Épaisseur de couche de 25 à 300 μm

formlabs 



NOUVEAU
En précommande

Form 3L, avec 2 lasers travaillant en même temps
Imprimante 3D pour la fabrication de gros volumes de modèles précis (résine Dental Model), de pièces calcinables (résine Castable Wax) ou de modèles à thermoformer
Volume d'impression : 335 x 200 x 300 mm
1 an de Pro Service Plan inclus

A partir de **13 200€**



+ 600€ TTC

de consommables Formlabs OFFERTS
pour les possesseurs d'une Form 2 pour l'achat d'une Form 3B

Form 3B, imprimante dédiée au marché dentaire optimisée pour les matériaux biocompatibles pour couvrir une large variété d'applications dentaires, y compris les prothèses complètes
Contrat Dental Service Plan inclus
Volume d'impression : 145 x 145 x 185 mm

Form 3B seule

5 639€

Offre Pack, incluant Form 3B
+ Form Wash + Form Cure

6 959€

PACK MOTION 2 DNA

⚠ JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS ⚠

ceramill® motion 2

NextDent 5100 for ceramill®



Pack FAO Motion 2 + Nextdent 5100

68 500 € *Soit - 32% ~~101 000 €~~

Pack « CAO » OFFERT



- Scanner Map400+
- Ceramill Mind
- Ceramill Match 2
- PC CAD/CAM



* Hors services

PACK SYSTEME SINTRON

ceramill® argotherm 2



Four de frittage Sintron
Ceramill Argothem 2
avec accessoires Argovent 2

+

2 disques Sintron
71 mm

+

10 disques Zolid FX ML
71 mm (h ≤ 18 mm)

11 990 € *Soit - 30% ~~17 010 €~~

* Prix calculé avec Zolid FX ML 16mm et Sintron de 12 et 18 mm



RESINES FORMLABS

- **Résines Standard : transparente, blanche, grise ou noire** assurant des détails fins et des surfaces lisses

Compatibles Form 2 et 3*

162€

- **Résines dentaires :**



Castable Wax, résine calcifiable, avec 20% de cire, pour armatures de coulée et pressées

299€

Dental Model, résine pour modèles
Couleur beige

162€

Dental LT Clear, résine pour gouttières et plaques occlusales
DM classe IIA

431€

Surgical Guide, résine pour guides chirurgicaux
DM classe I

270€



Temporary CB, résine colorée (teintes A2, A3, B1 et C2) pour couronnes et bridges temporaires, inlays, onlays et facettes
Pour Form 2 et Form 3B
DM classe IIA

539€



Une plate-forme d'impression spéciale, **Stainless Steel Build Platform**, est nécessaire pour Temporary CB



274€



Custom Tray, matériau d'impression rapide biocompatible pour imprimer directement des porte-empreintes sur mesure
Pour Form 2 et Form 3B
DM classe I

270€

Bientôt

Denture Base et Denture Teeth pour les prothèses complètes

* Suivant les mises à jour de la Form 3

SINTRON

Existe en diamètre 71 et 98 et en 7 épaisseurs de 10 à 25 mm



Prix bas!

Diamètre 71

- 10 mm (XXS-ref 761101R)

117€

- 16 mm (S-ref 761104R)

167€

- 12 mm (XXS-ref 761102R)

134€

- 18 mm (ref 761105R)

276€

- 14 mm (XS-ref 761103R)

150€

- 20 mm (ref 761106R)

301€

E.MAX CAD



ivoclar vivadent

x 4



4 boîtes IPS e.max CAD for CEREC/inLab HT, MT, LT, MO C14 ou I12 achetées

= 1 boîte IPS Empress CAD for CEREC/inLab Multi (taille et teinte au choix) OFFERTE*

DM classe IIA

*Gratuité directement envoyée par Ivoclar

CERASMART 270

129€

Pour la taille 12 **141€** pour la taille 14 **153€** pour la taille 14L

GC

Par 5, à partir de 108 €



Sur commande

Bloc CAD/CAM GC en céramique hybride absorbant de choc

Plus chargé pour un matériau encore plus résistant aux propriétés esthétiques améliorées

Existe avec attache universelle et attache pour CEREC, en LT/HT/BL, en tailles 12/14/14L et en teintes A1/A2/A3/A3.5/B1
DM classe IIA



CERAMILL ZOLID GEN-X

Zolid GEN-X, une nouvelle zircone pour un usage quasi universel :

- matériau hautement translucide et multicouche, avec un dégradé fluide de teintes et de translucidité
- résistance à la flexion de 1000 MPa (comme HT+)



AMANNGIRRBACH

Disponible en diamètre 71

Une zircone polyvalente

Épaisseur 14	200€
Épaisseur 16	238€
Épaisseur 20	276€

En teintes
A2, A3, A3,5,
B1, B2,
C1, C2
et D2

- ▶ Existe aussi en diamètre 98
- ▶ A terme, existera en 16 teintes VITA classiques et 2 teintes Bleach et en 7 épaisseurs : 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm

CERAMILL FX PS

Ceramill FX PS, zircone super translucide pré-teintée



SUPER OFFRE

⚠ OFFRE DÉSTOCKAGE * ⚠

FX PS 71 x 14 A medium	132€
FX PS 71 x 16 A light et C light	136€
FX PS 71 x 20 A light	160€

* Dans la limite des stocks disponibles


KIT DE POLISSAGE ZIRCON

162€

AMANNGIRRBACH

Kit Zolid Sinter-State Polishing (ref 875540)

Composé de 6 polissoirs différents pour le polissage de la zircone après sinterisation



SCANSPRAY

59€

-16%

Spray de scannage Renfert 200 ml (ref 1731 000)

Précision maximale grâce à l'application d'une couche très fine et à la taille homogène des particules

Renfert




FORMATIONS EN CFAO

Afin de vous accompagner dans la prise en main des systèmes numériques, Dentanor vous propose un choix de formations sur mesure, sur votre site ou dans nos locaux, dédiées à des logiciels CFAO :

- **Blue Sky Plan**, logiciel de planification implantaire
- **Maestro 3D**, logiciel dédié aux travaux orthodontiques
- **Ceramill Mind / Exocad**, logiciels de conception

Ces sessions de formations s'articulent autour d'une méthodologie d'utilisation des logiciels (avec support de cours) et d'exercices pratiques issus de vos propres cas.



SYSTEME ARTEX

Les articulateurs Artex offrent précision et simplicité d'utilisation pour un travail sur le modèle plus efficace

- Grand espace de travail
- avec une hauteur intérieure de 126 mm
- 5 modèles d'articulateurs Artex

	Artex BN	Artex CN	Artex CT	Artex CPR	Artex CR
Matériau	Alu et acier	Carbone	Carbone	Carbone	Carbone
Modèle	Non arcon	Non arcon	Non arcon	Arcon	Arcon
Pente Condylenne	35°	35°	-15 à 60°	-20 à 60°	-20 à 60°
Angle de Bennett	Fixe à 15°	0 à +20°	0 à +20°	-5 à +30°	-5 à +30°
Protrusion					Réglable 0 à 6 mm
Rétrusion				0 à 2 mm	0 à 2 mm
ISS					0 à 1,5 mm



SUPER OFFRE



Artex BN (ref 217360)

315€

Artex CT (ref 217320)

642€

Artex CN (ref 217310)

455€

Artex CP/CPR (ref 218750)

1129€

Artex CR (ref 218760)

1519€

Offert

Pour tout Artex acheté, Dentanor vous propose la calibration de votre articulateur et vous offre un jeu de plaques Splitex (d'une valeur de 233€)

Le système à plaques magnétiques Splitex permet un calibrage extrêmement précis (<10µm) des articulateurs Artex pour des modèles transférables



DIE SPACER

22€



Spacer couvrant Yeti 10 µ - 18 ml
Bleu (ref 505-0018) ou dentine (ref 506-0018)

ELITE DOUBLE

265€



Prix bas!



Silicone par addition
ELITE DOUBLE
22 Shore FAST 5+5 kg
(ref C400842)

Idéal pour la duplication de modèles avec contre-dépouilles peu accentuées et revêtements

HYDROCOLLOIDE PERFORM

135€



PERform hydrocolloïde DM DU6
6 kgs - ~~162€~~

Gel pour duplicata de précision spécialement étudié pour la technique de résine coulée PERform, mais aussi pour la duplication de matériau de revêtement

BOURRELETS DE CIRE

44€



Cire d'occlusion Erkodent en bourrelets de cire opaque préformés
Boîte de 100 pièces - 50€
Disponible en dure (rose ref 756200)
ou en dureté moyenne (verte ref 756202 ou rouge 756204)

CIRE COLLANTE

16€



Cire collante
Sticky Wax Kemdent (70 g)
Original (ivoire ref DWS 401)
Cire dure et cassante à température ambiante

INLAY WAX SOFT

24€



Cire molle calcinable GC
pour inlays, inlays, couronnes et bridges - 40g
Disponible en violette (ref 10000146)
ou grise (ref 10000147)

BELLAVEST SH

en
baisse

Revêtement Bego pour couronnes et bridges
à enfournement rapide

119€ • 80 x 160 g
(ref 54252)

105€ • 50 x 100 g
(ref 70060)



VARSEOVEST P PLUS

159€



Nouveau revêtement Bego
spécialement conçu
pour les armatures de coulée
sur modèles imprimés en 3D
72 X 250g (ref 54910)
S'utilise avec le liquide Begosol K

WIROBOND SG

285€

en
baisse



Wirobond SG - 1 kg (ref 50128) - 330€
Composition en % : Co 63,8 - Cr 24,8 - W 5,3 - Mo 5,1 -
Si, Fe < 1
Dureté Vickers : 310

DM Classe IIa. Marquage CE0197. Fabricant : Bego

IPS INLINE



ivoclar
vivadent

OFFRE
4 + 1

4 IPS InLine 20g dentines ou incisals ou transpa achetés

=
1 IPS InLine dentine A2 20g **OFFERT***

*Gratuité directement envoyée par Ivoclar

Dispositif médical Classe IIa. Marquage CE0123. TÜV SÜD

IPS E.MAX CERAM



OFFRE
6 + 2



6 IPS e.max Ceram ou Ceram Power 20g dentines ou incisals ou transpa incisals achetés

=
2 IPS e.max Ceram ou Ceram Power dentines ou incisals ou transpa incisals 20g **au choix OFFERTS***

*Gratuité directement envoyée par Ivoclar

Dispositif médical Classe IIa. Marquage CE0123. TÜV SÜD

SUPPORTS CERAMIQUE

39€



Prix bas!

Supports Allidex colorés (ref 306) ou blancs (ref 2303)

Set de 12 supports
de 6 formes différentes

INITIAL LISI PRESS

80€

Lingotins GC de céramique pressée

En HT, MT, LT, LT-IQ et MO

➔ Nouvelles teintes LT disponibles :

A3,5, A4, B3 et B4

SUPER OFFRE



OFFRE
3 + 1

Ou

OFFRE
5 + 2

Gratuité au choix directement envoyée par GC


IPS E.MAX PRESS

• **IPS e.max Press Multi**

1 tube de lingotins IPS e.max Press Multi (5p) acheté

= 1 lot de 80 IPS Multi Wax Pattern Form A

et 1 pot IPS Ivocolor Glaze Paste 3 g **OFFERTS***



* Gratuité directement envoyée par Ivoclar

• **IPS e.max Press MT : nouvelles teintes disponibles**

ivoclar
vivadent

Lingotins MT
désormais disponibles
en teintes A1, A2, A3, A3,5,
B1, B2, C1, C2 et D2
(comme les lingotins Multi)

LAY:ART TROPIC PRO

167€

Renfert

Plaque céramique Renfert
avec système d'humidification,
version XL (ref 1045 0000)

Dimensions de la plaque :

220 x 11 x 120 mm

12 grandes alvéoles

et 5 petites

Humidification homogène

et continue des masses



SR NEXCO

**OFFRE
8 + 2**

Composite photopolymérisable
comportant des micro-charges opaques



8 seringues SR Nexco dentine/insical/effect achetées

=

2 seringues SR Nexco dentine A2 **OFFERTES***

* Gratuité directement envoyée par Ivoclar
DM de classe IIa. Marquage CE0123. TÜV SÜD



GRADIA PLUS

Composite radio-opaque photopolymérisable



5 seringues Gradia Plus achetées

=

1 seringue **OFFERTE***



4 seringues Gradia Plus achetées

=

1 palette céramique **OFFERTE***

* Gratuité directement envoyée par GC
DM de classe IIa

METHAX



en baisse

Résine de haute qualité
Auto ou à cuire
En teinte rose veiné

Méthax auto

1 kg (ref 9750)

58€

5 kg (ref 9860)

195€

500 ml (ref 9900)

29€

2,5 L (ref 9865)

88€

Méthax thermo

1 kg (ref 9050)

44€

5 kg (ref 9350)

176€

500 ml (ref 9200)

22€

2,5 L (ref 9500) sur commande

DM de classe IIa - Marquage CE0120 - Fabricant : Makevale

▶ S DCL



▶ S PE



Pour prothèses partielles, totales et implantaire

S DCL, en teintes A-D

Idéale pour la prothèse combinée

S PE, en teintes Vivodent

▶ SR



▶ Phonares



Pour prothèses partielles et totales

En teintes Chromascop

Pour prothèses partielles, totales

et implantaire

En teintes A-D Phonares

▶ Vitapan



▶ Physiodens



Pour prothèses partielles, totales,
prothèses gérontologiques
et en cas d'espace limité

En teintes A-D VITA
Formes postérieures
cuspiform et synoform

Pour prothèses partielles,
construction de barres,
prothèses métalliques
et attachements,
travaux télescopiques et coniques

5 teintes A-D VITA
et 27 teintes 3D-Master

▶ MFT



Pour prothèses partielles et totales

4 teintes A-D VITA
et 13 teintes 3-D Master

▶ Lumin Vaccum



Dents en porcelaine

10 teintes A-D VITA
(certaines sur commande)

▶ Artic

0.94€ l'antérieure
0.70€ la postérieure



Gamme de dents économiques
en résine PMMA 3 couches

KULZER
DENTAL TECHNOLOGY GROUP
En 16 teintes A-D

▶ Sonning

0.58€ la dent



Gamme de dents économiques
en résine PMMA 3 couches

En 10 teintes A-D

Cartes de formes sur demande
ou sur notre site www.dentanor.fr

POSTE VAPEUR

1 789€

Machine à vapeur Steamer X3
Amann Girrbach

(ref 116910)

Pour un nettoyage
performant et fiable :

- pression de 4 bar
- température de 140°C
- réservoir en inox de 3,7 litres



1 107€



Box pour machine à vapeur
Altamira Mestra

(ref R-080600)

En polypropylène

Grand habitacle
de travail éclairé,

avec aspiration et filtres
H 570 x l 520 x P 490 mm

VIBREURS MESTRA

Grand vibreur
(ref R-080010)

501€



Surface de travail :
370 x 275 mm

Vibreur rond
(ref R-080030)

286€



Vibreur rectangulaire
(ref R-080025)

324€



Surface de travail :
220 x 160 mm

Surface de travail :
ø120 mm



TWISTER

1 119€

Malaxeur sous vide
Renfert

Twister (ref 1826 0000)



1 559€

Twister Evolution (ref 1828 0000)



Malaxeur
programmable
pour des mélanges
homogènes
et reproductibles



EP 3010

9 984€



Four de pressée
Programat EP 3010 (ref 645990)
+ Pompe à vide VP5 (ref 666308)
+ Pince à lingotins (ref 554073)
+ Intro Kit IPS e.max Press
(ref 745006), contenant
entre autres 5 lingotins



MAGMA + CATALYSEUR

2 999€



Four de chauffe Renfert (ref 2300 0500)
Pour 9 3X ou 4 6X ou 3 9X
Mise en température rapide : 900°/heure
99 programmes + 1 pour revêtements rapides



Avec catalyseur (ref 2300 0001),
éliminant
les substances toxiques
des fumées

SILENT V4

5 559€

Renfert

-15%



Aspiration 4 postes
Renfert (ref 2933 0000)

- puissance d'aspiration élevée (4 000 l/min) avec 4 points d'aspiration commandés séparément
- raccordement central des utilisateurs, sans besoin de câble supplémentaire, grâce au Quattro Control Box
- moteur EC pour une durée de service bien plus longue
 - sans sac à poussière
 - nettoyage pneumatique du filtre fin

AC200

2 490€

-17%



SUPER OFFRE

Compresseur bicylindre 8 bar nu Cattani (ref 013230) - 3000€

Équipé de dessiccateur, d'une série de filtres pour un air comprimé sec d'un haut degré de pureté
Cuve de 30 L et débit de 160 N l/mn à 5 bar
fournissant une pression entre 6 et 8 bar pour 2 postes

ETABLI M-93

3 580€



Etabli Drakkar 2 places M-93 Classic (ref 7918)
avec plan de travail en hêtre massif 25 mm,
étagère porte-travaux et rampe d'éclairage fixe - 4003€
Dimensions : L 183 X P 60 X H 90 cm

SIEGE D'ETABLI

410€



305€



Siège Drakkar
polyuréthane « confort »
(ref 4305)



Siège Drakkar
bois (ref 4303)

LAMPE LED

135€



MESTRA®



Lampe de table à haut rendement Mestra (ref R-100288)
avec bras articulé compact et pince d'accroche pour établi
Source intense de lumière avec ses 84 LED
Durée de vie de 50 000 heures





MASQUES ET VISIERES


55€

Masques KN95
type FFP2 (ref KN95)
Boite de 20



39€

Masques chirurgicaux 3 plis
(ref MD319)
Boite de 50



Grande facilité de respiration

5,90€

Visière de protection, type serre-tête
(ref 0001173)



DESINFECTANTS POUR EMPREINTES

42€

MD 520, solution prête à l'emploi
Durr Dental pour la désinfection
des empreintes
et travaux prothétiques
(ref CDA520C6150)
2,5 litres



12€

Zeta 7 Spray,
désinfectant
pour empreintes
Zhermack en spray
(ref C810050)
750 ml




SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

53€

Solution hydroalcoolique
pour la désinfection
des mains et des surfaces (ref 91003)
Bidon de 5 litres



Dentanor, c'est une équipe de **10** commerciaux sur le terrain et **4** agences commerciales pour vous garantir un service de proximité performant et réactif.



Représentants
par département



Région parisienne

Laurent MAURY
06 67 34 59 19



Gaby BENATTAR
06 23 13 07 51



Dép. 14, 27, 50 et 61

Jean-Pascal & Nathalie PINEAU
06 12 59 23 21 (J.-P.)
06 18 59 28 59 (Nathalie)



Dép. 16, 17 et 86

Jean-Marc LAURENT
06 09 86 82 17



Dép. 22, 35, 53 et 56

Jérôme GUÉZEL
06 12 42 64 58



Dép. 59, 62, 76 et 80

Guillaume PICCA
07 71 15 36 20



Dép. 73, 74 et 84

Jean-François LACROIX
06 33 30 69 73



Dép. 22 et 29

Hervé GOLVET
06 30 57 95 06



Dép. 37, 44, 49, 79 et 85

Jean CARRÉ
06 14 27 53 81



Dép. 02, 51 et 60

Carole RENOULT
06 13 21 09 81



Les agences

ROUEN

8 rue Gaspard Monge
76300 Sotteville-les-Rouen

CAEN

26 rue des Compagnons
14000 Caen

RENNES

Imm. Le Grand Large
6D rue Alain Colas
35760 Montgermont

PARIS

20 rue de L'Ormeteau
77500 Chelles

VOIR TOUTES LES PROMOTIONS
COMMANDEZ EN LIGNE*



www.dentanor.fr

*MOBILIER, MATÉRIEL, CONSOMMABLES et NUMÉRIQUE
ACTEON, AIREL, BEGO, BIEN AIR DENTAL, COLTENE WHALEDENT, DÜRR DENTAL, EDENTA, EMS,
ERKODENT, FARO, GAMAIN, GAMASONIC, GC, IVOCLAR, KAVO, KULZER, MIELE, NSK, OUDIN DENTAIRE,
OWANDY, QUETIN, RENFERT, TECHNOIDENT, ULTIMA, VITA, ZENIUM, ZHERMACK

DENTANOR, une société de BioSummer 3D

