

ISOCEMENT

Spray Isolant pour plâtre

aérosol muni d'un tube directionnel



ISOCEMENT permet le démoulage du plâtre des articulateurs ou des moufles

Propriétés

- ⇒ Lubrifie
- ⇒ Protège
- ⇒ Empêche l'adhérence
- ⇒ Ne sèche pas à haute température et ne durcit pas au froid
- ⇒ Repousse l'eau et permet un traitement hydrophobe de surface

Mode d'emploi

Vaporiser sur les parties à protéger ou à lubrifier par pression courtes et répétées.

Code article AD7821 - 520 ml