


LIGNE

cup

La qualité facile





MODEL LOCK CUP

EURO-DENTIS

www.cup-line.com

71520 Brandon France



MODEL-LOCK CUP

MODEL-LOCK est un système Splitcast qui permet le re-positionnement des modèles sur tout type d'articulateur. Utilisable pour la préparation de tous les modèles, conjointe ou adjointe.

Clipsage efficace et doux avec plots anti-rotation. Clips à usage unique :

Parties femelles grises : utilisation normale. **Parties femelles noires** : thermo-résistantes utilisation lors des mises en moufle. **Parties mâles blanches** : contre-partie mâle pour la mise en articulateur.

SOCLES

La mise en œuvre reste simple et rapide grâce aux socles souples et résistants en élastomère.

Socles disponibles en 3 tailles différentes. La profondeur, 16,5 mm du socle correspond à la hauteur d'un pins.

EURO-DENTIS

www.cup-line.com

71520 Brandon France